

Padycare® waschbare Inkontinenzprodukte - Saugvolumen

	Gesetzl. Anforderungen	Erreichte Werte
Füssen	150 ml	266 ml
Prien	150 ml	469 ml
Starnberg	600 ml	1609 ml
Fixierhose Rügen und Sylt mit eingenähtem Saugkern		
Größe S	500 ml	841,0 ml
Größe M-L	750 ml	962,8 ml
Größe XL-XXL	1000 ml	1248,0 ml
Fixierhose Fehmarn mit eingenähtem Saugkern		
Größe S	500 ml	739,0 ml
Größe M-L	750 ml	1025,0 ml
Größe XL-XXL	1000 ml	1526,5 ml
Vorlage Lindau		
Größe S	600 ml	1492 ml
Größe M	600 ml	1753 ml
Größe L	600 ml	2037 ml
Größe XL	600 ml	2425 ml
Größe XXL	600 ml	3179 ml
Windelhose Hof		
Größe S	1000 ml	2196 ml
Größe M	1000 ml	2733 ml
Größe L	1000 ml	3073 ml
Größe XL	1000 ml	3696 ml
Größe XXL	1000 ml	4841 ml
Krankenunterlage		
ohne Steckklaken	371,3 ml	1773 ml
mit Steckklaken	477,4 ml	2242 ml